

APLIQUE
GERMICIDA
PMNVC15

Tratamiento superficies + aire



Modelo	PMNVC15
Potencia	20W
Longitud de onda tubo	254 nm (UVC) (Germicida)
Potencia tubo	15W
Tiempo esterilización 90%/5cm (**)	5seg
Tiempo esterilización 99%/5cm (**)	20seg
Tiempo esterilización 90%/20cm (**)	10seg
Envolvente	Metálica pintada al horno
Tensión de funcionamiento	230V/50Hz
Dimensiones	620x100x140mm
Eficaz contra:	Microorganismos, virus, bacterias...




El modelo Pritec MN está diseñado para la desinfección manual de superficies de una manera práctica, sencilla y rápida.

Ante la necesidad de tratar mobiliario tal como sofás, sillas, colchones, mostradores, mesas u otros productos similares asegurando que tanto el cliente que procede a su uso o prueba tanto al inicio como al finalizar se encuentra con una superficie totalmente limpia y segura, el equipo MN se pasa de manera manual sobre la superficie así eliminando todo rastro de microorganismos de manera prácticamente instantánea.

(*) El usuario de este equipo debe ir correctamente protegido con el EPI correspondiente durante el uso del producto.

(**) Tiempos y superficies aproximados, pueden variar en función del entorno.

El recubrimiento empleado en este producto contiene un 35% de dióxido de titanio (TiO₂)



CADA PRODUCTO INCLUYE 2 ADHESIVOS EN CASTELLANO E INGLÉS PARA PEGAR E INFORMAR QUE SE ESTÁ EMPLEANDO UN SISTEMA DE DESINFECCIÓN POR MEDIO DE ULTRAVIOLETA CLASE C

PRODUCTOS 100% DISEÑADOS Y FABRICADOS EN ESPAÑA



 **PRECAUCIÓN (RG-3):**
Radiación perjudicial para la piel y ojos.
Nunca se exponga directamente a la radiación del tubo UVC.
CAUTION (RG-3):
Harmful radiation for the skin and eyes.
Never stand directly to the UVC tube radiation.